

# Настройки заказа материалов

Последнее изменение 10/04/2020 3:33 pm MSK

Когда запасы материалов подходят к концу, их необходимо пополнять. Контроль количества ведется на основе анализа остатка на складах. О том, какое количество материалов должно находиться на складах для нормальной работы клиники, вы можете узнать, проанализировав их расход за определенный период.

По нашему опыту: **оптимальной** является закупка материала за **неделю до того, как (по расчетам программы) он закончится в клинике**. Если это по каким-то причинам кажется неудобным, можно увеличить либо промежуток между заказами, либо запас материала на складе.

Чтобы произвести настройки, при которых **программа будет автоматически «предлагать» заказать материалы**, перейдите в «Материалы» → «Справочник материалов» (1).

		25.07.2019 - Четверг				
		Кресло #1	Кресло #2	Кресло #3		
		Рудзит Ю. Ф.	< Нет врача >	Барановская Н. С.		
	09:00	Чайкин Д. Д.			09:00	
	09:30			Трусова М.	09:30	
	10:00	Чематрук П. В.		Чернигина Д. В.	10:00	
	10:30			Горачевских А.	10:30	
	11:00	Комкова И.		Габиева В. В.	11:00	
	11:30			Чематрук П. В.	11:30	
	12:00	Емельникова М. В.			12:00	
	12:30				12:30	
	13:00	Чечнева В. Н.			13:00	
	13:30				13:30	
	14:00	Максимова Е. М.			14:00	
	14:30				14:30	
	15:00	Рудзит Ю. Ф.	Груничев В. А.	Столяров И. П.		
	15:15	Пеллов Н.		Войтенко А. А.	15:00	
	15:30	Смирнов Н. Б.			15:15	
	15:30	Коротков А. А.	Катышов Д. Г.	Грудина Л. И.	15:30	
	16:00	Боровикова Ю.			16:00	
	16:30		Романок С. К.	Антонова М. В.	16:30	
	17:00	Гузанова А.			17:00	
	17:30		Бабюк А. В.		17:30	
	18:00	Оненко Д. А.	Турлинская И. В.		18:00	
	18:30		Таран Е. Г.		18:30	
	19:00	Слатухин В. М.		Калашников Г. В.	19:00	
	19:15	Панкратьева М.			19:15	
	19:30	Баран Д.			19:30	
	20:00	Давыдова Н. А.		Гундобина Э. А.	20:00	
	20:30			Куимов А.	20:30	

Найдите материал в нужной папке (1) или воспользуйтесь строкой поиска (2) → нажмите на название материала правой кнопкой мыши (3) → «Изменить настройки для заказа» (4).

Название	Ед. измерения	ЕП	Д	СП	Шк	Заказ (ед)	Заказ (дн.)
Воздуховоды орофаренгинальные N01	Штука						
Воздуховоды орофаренгинальные N02	Штука						
Воздуховоды орофаренгинальные N03	Штука						
ДиСиЛан - Гель для аппликационной анестезии (30 мл)	Штука			✓		1-2	14-21
Игла карпульная 0,3*12 (100шт)	Упаковка			✓		1	14-21
Игла карпульная 0,3*25 (100шт)	Упаковка			✓		3	14-21
Игла карпульная 0,4*36 (100шт)	Упаковка			✓			
Лидокаин спрей 10% для поверхностной анестезии	Штука			✓		1-2	10-20
Лидоксор гель для поверхностной анестезии (45 г)	Штука			✓		1	14-21
Лидоксор спрей для поверхностной анестезии (30мл)	Штука			✓			
Септанест 1:100 - Septanest 1:100 (50 карп)	Упаковка	0,2		✓		0,4-0,6	14-21
Септанест 1:200 - Septanest 1:200 (50 карп)	Упаковка	0,2		✓		1	14-21
Скандонест - Scandonest 6/адrenalina (50 карп. по 1.8 мл)	Упаковка	0,2		✓		1	14-21
Убистезин - Ubistesin forte (50 карп.)	Упаковка			✓		2	14-21
Ультракаин 1:100 - Ultracain 1:100 (100 карп.)	Упаковка	0,1		✓		1	14-21
Ультракаин 1:200 - Ultracain 1:200 (100 карп.)	Упаковка	0,1		✓		2-3	14-21

- Галочка «**Заказ**» стоит по умолчанию (1). Это означает, что материал будет автоматически попадать в **заказ**, когда его запасы будут подходить к концу. Снимать галочку стоит только у тех материалов, которые вы очень редко заказываете. Но в этом случае важно, чтобы кто-то из сотрудников клиники следил за количеством материала и своевременно сообщал о необходимости заказать новую партию.
- «**Минимальный остаток**» (2) — то количество упаковок/штук, которого клинике хватит, чтобы дождаться доставки новой партии материала, и то количество дней, на которое материала еще хватит до следующей поставки. *Когда запасы материала на складе становятся меньше значения, указанного в поле «единицы», необходимо заказывать этот материал снова. Минимальный остаток в днях устанавливается в зависимости от результата анализа статистики использования материала в установленный период.*
- «**Докупать до**» (3) — количество материала, необходимое для нормальной работы клиники в течение заданного промежутка времени.
- На основе периода, указанного в поле «**Анализ расхода за**» (4),


программа анализирует расход материалов. При необходимости этот период можно изменить. Также программа позволяет выбрать склад (5), на котором необходимо учитывать расход материалов. Эти данные никуда не сохраняются, они призваны помочь принять правильное решение при определении количества единиц минимального остатка.

- В «Итого» по результатам анализа программа показывает — какое количество материала было действительно использовано в клинике в течение расчетного периода (6). На основе этих данных определяется средний дневной расход материала (7). Иногда расчетный показатель, вычисленный программой на основании среднего расхода, превышает заданный вручную размер минимального остатка. В этом случае заказ будет осуществляться на основе расчетов программы — она выбирает наибольший показатель «Минимального остатка» и «Докупать до» (либо в штуках, либо в днях) в качестве порога для заказа материала.


После внесения всех данных сохраните настройки заказа (8).

Название	Ед. измерения	ЕП	Д	СП	Шк	Заказ (ед)	Заказ (дн.)
Воздуховоды орофаренгинальные №1	Штука						
Воздуховоды орофаренгинальные №2	Штука						
Воздуховоды орофаренгинальные №3	Штука						
Дис/Спан - Гель для аппликационной анестезии (30 мл)	Штука				✓	1-2	14-21
00шт)	Упаковка				✓	1	14-21
00шт)	Упаковка				✓	3	14-21
00шт)	Упаковка				✓		
поверхностной анестезии	Штука				✓	1-2	10-20
ностной анестезии (45 г)	Штука				✓	1	14-21
рхностной анестезии (30мл)	Штука				✓		
st 1:100 (50 карп.)	Упаковка	0,2			✓	0,4-0,6	14-21
st 1:200 (50 карп.)	Упаковка	0,2			✓	1	14-21
6/адгезивна (50 карп. по 1.8 мл)	Упаковка	0,2			✓	1	14-21
ке (50 карп.)	Упаковка				✓	2	14-21
in 1:100 (100 карп.)	Упаковка	0,1			✓	1	14-21
in 1:200 (100 карп.)	Упаковка	0,1			✓	2-3	14-21

Чтобы упростить процесс настройки заказа материалов, можно указать одинаковые показатели для целой папки. Перейдите в «Материалы» (1) → «Справочник материалов». Выберите интересующее вас направление (2) → щелкните по нему правой кнопкой мыши → «Изменить настройки для заказа» (3).



Внесите в ячейки необходимые показатели и сохраните изменения. Теперь эти показатели станут общими для всех материалов, относящихся к данному направлению (кроме тех, для которых настройки заказа произведены вручную отдельно).



О том, как устроен «Заказ материалов» читайте [здесь](#), о процессе

заказа материалов у одного поставщика — [здесь](#), о функции «Обзвон» для сравнения стоимости материалов у разных поставщиков — [здесь](#).

---